



FICHA TÉCNICA

VENOCLISIS MACRO GOTEO 16x1 1/2"

CON ROSCA Ref. 10451
SIN ROSCA Ref. 10452

DESCRIPCIÓN

Equipo para infusión desechable de macro goteo (10 gotas aproximadamente); con aguja de 16 x 1 1/2". Utilizada para infusión de líquidos o sangre acorde a necesidad y exclusivo de uso veterinario.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Espiga-acrilonitrilo-butadieno-estireno CABS
- ✓ Entrada de aire cap. cloruro de polivinilo P.V.C.
- ✓ Filtro de membrana hidrofóbica de paper filtro médica.
- ✓ Cámara de de cloruro de polivinilo P.V.C.
- ✓ Disco de filtro de nylon de 1010.
- ✓ Copolímero de estireno-butadieno.
- ✓ Tubo cloruro de polivinilo P.V.C. 4x3.
- ✓ Ajustador de polipropileno PP HT-022.
- ✓ Rueda de polipropileno PP HT-022.
- ✓ Cánula de acero inoxidable Ø0.8x44mm.
- ✓ Seguridad de cubierta de polipropileno, eje de polipropileno, inyección caucho natural.



ATRIBUTOS

- ✓ Dispositivo estéril y desechable.
- ✓ No tóxica.
- ✓ No pitogénica.
- ✓ Con tres (3) orificios para facilitar el flujo de soluciones; con protector, cámara transparente con factor de goteo, manguera de tránsito.
- ✓ Regulador de flujo con rodillo, para el control del goteo.



GARANTÍA

No aplica garantía; sin embargo, el producto podrá ser ingresado para revisión del área encargada



RECOMENDACIONES DE USO

- ✓ Revisar la fecha de vencimiento y que el empaque esté sellado y en buenas condiciones.
- ✓ Realizar un adecuado lavado de manos antes de manipular el equipo.
- ✓ Desechar después de usar.
- ✓ Si va almacenar el equipo, se recomienda que se a en un lugar seco, fresco y protegido de la luz.



MANEJO Y DISPOSICIÓN AMBIENTAL

- ✓ Disponer como residuos peligroso.
- ✓ No desechar en cuerpos de agua, ni en espacios naturales, ya que podría generar contaminación.
- ✓ No desechar o mezclar con residuos no aprovechables dado que podría generar contaminación.

¡ Cuidemos el medio ambiente !

TIPO DE VENOCLISIS	REFERENCIA	RECOMENDACIONES DE USO
 <p>VENOCLISIS MACRO GOTEO SET 16x1 1/2" CON ROSCA</p>	1 0 4 5 1	Se utiliza para infusión de líquidos o sangre dependiendo la necesidad , de uso veterinario .
 <p>VENOCLISIS MACRO GOTEO SET 16x1 1/2" SIN ROSCA</p>	1 0 4 5 2	

COPIA CONTROLADA



VISITA NUESTRO SITIO WEB

V1

FT-VET-VEN-23

Calle 2 N°18-93 parque industrial San Jorge Manzana P9 bodega 100 Servicio al Cliente 01 8000 18 9761 E-mail: servicliente@lhaura.com Mosquera Colombia.

LHAURA VET

www.lhaura.com