



### FICHA TÉCNICA

## TERMOMETRO PARA LECHE

REF. 101180

### DESCRIPCIÓN

El termómetro flotante para leche, es un instrumento indispensable para el control preciso de la temperatura durante los procesos de ordeño, enfriamiento, pasteurización y elaboración de productos lácteos. Su diseño alargado protegido por un cuerpo plástico agujerado permite una lectura clara y directa dentro de recipientes, tarros o tanques, asegurando condiciones óptimas de higiene y calidad del producto. Es una herramienta confiable, fácil de usar y esencial para productores lecheros, queserías artesanales e industrias lácteas.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ Unidad de medida: Grado Celsius (°C)
- ✓ Rango de Temperatura: -10 + 110°C
- ✓ Columna de alcohol rojo no tóxico
- ✓ Dimensiones: 34cm de largo y, 3cm de diámetro
- ✓ Uso recomendado: Leche, suero, líquidos alimenticios
- ✓ Aplicaciones: Ordeño, pasteurización, elaboración de queso, control de temperatura
- ✓ Instalación: Uso manual / portátil



#### ATRIBUTOS

- ✓ Lectura rápida y precisa de la temperatura.
- ✓ Escala clara y fácil de interpretar
- ✓ Diseño alargado ideal para inmersión directa
- ✓ Apto para uso alimentario
- ✓ No requiere baterías
- ✓ Ligero y resistente
- ✓ Fácil limpieza y mantenimiento
- ✓ Ideal para uso rural, artesanal e industrial



#### RECOMENDACIONES DE USO

- ✓ Introducir el termómetro en la leche asegurando que el bulbo quede completamente sumergido.
- ✓ Evitar golpes o caídas que puedan dañar el sistema interno.
- ✓ No exponer a temperaturas fuera del rango indicado.
- ✓ Limpiar antes y después de cada uso con agua tibia y detergente neutro.
- ✓ No utilizar productos abrasivos para su limpieza.
- ✓ Almacenar en un lugar seco y protegido cuando no esté en uso



#### MANEJO Y DISPOSICION AMBIENTAL


- ✓ El producto fuera de uso deberá ser limpiado, desensamblado y clasificado sus componentes: partes metálicas como chatarra aprovechable, partes plásticas como residuo plástico y, en caso de contener o contaminarse con un agente químico se debe gestionar como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, evitando su disposición en residuos ordinarios

¡Cuidemos el Medio Ambiente!



#### GARANTIA

- ✓ No aplica garantía, sin embargo el producto podrá ser ingresado para revisión por parte del área encargada.



Calle 2 N°18-93 parque industrial San Jorge  
Manzana P9 bodega 100

Servicio al Cliente 01 8000 18 9761

E-mail: [servicliente@lhaura.com](mailto:servicliente@lhaura.com)

Mosquera Colombia

f @ LHAURA VET SA

[www.lhaura.com](http://www.lhaura.com)



COPIA CONTROLADA

VISITA NUESTRO SITIO WEB

V1

FT-VET-TER-49

Fecha de actualización: 12/02/2026

Pag. 1 de 1