Línea Veterinaria

LHAURA®

¡ LO MAS VALIOSO !

FICHA TÉCNICA

AGUJA HIPODERMICA "DOCTOR"

REF. 10901 - 16Gx1" - 10902 - 16Gx1/2"
10903 - 16Gx 1 1/2" -10904 - 18Gx1"
10905 - 18Gx 1 1/2"



DESCRIPCIÓN

Aguja aplicadora intrarruminal sin tope doctor, es un instrumento veterinario diseñado para la administración precisa de medicamentos, soluciones y tratamientos en bovinos y otros rumiantes. Fabricada en acero inoxidable de alta resistencia, permite una aplicación segura y eficiente en procedimientos intrarruminales y de manejo veterinario. Su diseño incorpora una cabeza esmerilada que facilita el acople a equipos y jeringas compatibles, ofreciendo durabilidad, resistencia a la corrosión y un óptimo desempeño en campo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

☑ Calibración 16G y 18G
☑ Longitudes disponibles: 1/2", 1" y 1 1/2"
☑Aguja aplicadora intrarruminal sin tope
☑Fabricada en acero inoxidable de grado médico/veterinario
☑Pulido resistente a la corrosión
☑Cabeza esmerilada Administración intrarruminal de medicamentos y tratamientos
☑Compatible con métodos convencionales de limpieza y esterilización
☑Reutilizable, bajo protocolos adecuados de higiene

ATRIBUTOS

☑Alta resistencia, ya que está fabricada en acero inoxidable para soportar el uso frecuente en ambientes de trabajo exigentes.
☑Diseñada para facilitar la administración controlada y la precisión en la aplicación de tratamientos veterinarios.
☑Cabeza esmerilada para proporcionar una conexión segura y estable con equipos compatibles (Cono Luer esmerilado para facil inserción y remoción del empate)
☑Material de fácil limpieza y esterilización (en agua hirviendo), apto para procesos de desinfección y reutilización.
☑Disponible en diferentes calibres y longitudes, ofreciendo asi una amplia variedad de referencias para adaptarse a diversos procedimientos y necesidades clínicas.
☑Durabilidad superior para mantener su integridad estructural y funcionalidad incluso bajo uso intensivo.

RECOMENDACIONES DE USO

☑Desinfectar antes de cada uso

☑Después de cada uso lavar con agua caliente y desinfectante y secar muy bien.

☑Mantener la aguja protegida hasta el momento de la aplicación.

☑Entrar al tejido con un movimiento firme y limpio para evitar doble pinchazo.

☑Evitar tocar la punta de la aguja con las manos

GARANTÍA

☑No aplica garantía, sin embargo el producto podrá ser ingresado para revisión por parte del área encargada.
No aplica garantía por inadecuada manipulación


DISPOSICIÓN FINAL COMPONENTES CONSIDERADOS RESIDUOS PELIGROSOS

☑No desechar en cuerpos de agua, ni en espacios naturales, ya que podría generar contaminación.
☑Este producto no debe ser incinerado a cielo abierto, dado que en dicho proceso se generaría contaminación al aire.
☑En el momento de la disposición final, este residuos debe disponerse como residuo peligroso, dado que puede tener restos biológicos del animal y/o esta contaminada con un agente químico.

Nota: antes de disponer cualquier residuo, consultar la normatividad de cada país.

¡ Cuidemos el medio ambiente !





Cabeza esmerilada

Calle 2 N°18-93 parque industrial San Jorge Manzana P9 bodega 100
Servicio al Cliente 01 8000 18 9761
E-mail: servicliente@lhaura.com
Mosquera Colombia.

LHAURA VET
www.lhaura.com

COPIA CONTROLADA

VISITA NUESTRO SITIO WEB

V1

FT-VET-AGU-66

Fecha de actualización: 25/06/2026